TP CHIMIE1

TP n°1 : Préparation d'une solution aqueuse par dissolution d'un sel dans l'eau.

Objectifs du TP n° 1


Maitriser la méthode de préparation d'une solution aqueuse :

- En dissolvant une espèce chimique (solide) dans l'eau.
- Par dilution à partir d'une solution mère.

Mode opératoire

Première manipulation: Préparation d'une solution saturée en chlorure de sodium.

- 1- Prélever 60 ml d'eau distillée
- 2- Les verser dans une fiole Erlenmeyer
- 3- A l'aide d'une spatule, ajouter progressivement le sel tout en agitant et s'assurer de sa dissolution, jusqu'à apparition et persistance de sel insoluble <u>très visible</u> (de l'ordre d'une spatule, ne se dissolvant pas après agitation maintenue).
- 4- Vous avez obtenu <u>une solution sursaturée</u> en sel. Pour séparer le précipité, de la saumure ainsi obtenue, verser doucement la solution, en la transvasant dans l'éprouvette graduée (préalablement pesée), en interposant un entonnoir muni de papier filtre imbibé d'eau-Filtrer-Le filtrat obtenu, constitue <u>la solution saturée</u>. Enregistrer le volume du liquide.
- 5- Procéder à la pesée de l'éprouvette graduée, contenant la saumure, à l'aide de la balance électronique, et déduire la masse de la solution. (Remplir le tableau n°1).




Deuxième manipulation : Préparation d'une solution par dilution d'une solution concentrée.

On utilisera la solution saturée, préparée précédemment afin de préparer une solution diluée.

- 1- Verser la solution saturée dans une fiole jaugée sèche de capacité de 100 mL.
- 2-Compléter avec de l'eau distillée (par intermittence, boucher et retourner plusieurs fois en agitant afin d'homogénéiser la solution).
- 3- Ajuster le niveau de liquide au trait de jauge à la goutte près, à l'aide de la pissette.
- 4- Boucher et retourner plusieurs fois en agitant à nouveau : la solution diluée est prête.

Solution n° 1 : Solution saturée.

Solution n° 2 : Solution après remplissage de la fiole au trait de jauge.





Université -Batna2 (chahid Mostefa Benboulaid) Faculté de technologie. Dép.SC-st (1ère année)

		M	

Nom	Prenom		sous-g	roupe
	Con	npte rendu du TP n°1		
Intitulé du TP .				
Première manipulat But de la manipulation				
Solution n° 1:				
m _{eau} =;	m _{éprouvette vide} =	; m _(éprouvette + saumure) =	; V _{solution} (saum	ure)=
Deuxième manipula	<u>tion</u>			
But de la manipulation	n. 			
Solution n° 2:				
m _{eau} =	; m _{fiole vide} =	.; m _(fiole + saumure) =.	; V _{solution}	(saumure)=
Relation entr	e les quantités de mati	ère du soluté, n _{mèr}	re et n _{fille} .	
Relation de dilution e	en fonction des concentra	ntions molaires des s	olutions C.	
	o los massos dos soluté			
Relation enti-	e les masses des soluté	25, IIImère et IIIfille.		
Relation de dil	ution en fonction des po			
Tableau n°1				
Manipulation	Masse de la solution ms	Masse du soluté m _t	Masse de l'eau m _e	Volume de la solution V _s
Manipulation n°1				
Manipulation n°2				

Tableau n°2

_							
		$\rho(kg/m^3)$	d	τ	C (molarité)	Molalité	Titre massique de la solution : C_m *
	Solution 1						
	Solution 2						

ρ: Masse volumique ; d : densité ; τ: Pourcentage massique ; C : Concentration molaire (ou molarité du sel).

^{*}Le titre de la solution = concentration massique de la solution.



TP CHIMIE 1

Interrogation écrite

Question de l'enseignant :
Exemple de question : Quel volume de la solution n°2, faut-il prélever pour préparer
250 mL d'une solution saline 0.05 molaire ?
Réponse de l'étudiant :